

MANUAL DE INSTRUCCIONES, USO Y MANTENIMIENTO.  
SOPORTE COLOCADO EN LA ENTREPIERNA PARA DORMIR.

---



**MAGS COMFORT**

C/ Isaac Albéniz nº1, Local 4  
CP 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga (España)

☎ 674 430 405

✉ [info@magscomfort.com](mailto:info@magscomfort.com)

Web: [www.magscomfort.com](http://www.magscomfort.com)

## Contenidos:

1.	ADVERTENCIA .....	2
1.1.	RECOMENDACIONES DEL USO Y EXIGENCIAS DE SEGURIDAD: .....	2
2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO .....	2
2.1.	ANTECEDENTES .....	2
2.2.	OBJETO Y AMBITO .....	2
2.3.	VENTAJAS .....	3
2.4.	CARACTERÍSTICAS GENERALES .....	3
2.5.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN .....	4
3.	GARANTÍA Y DEVOLUCIONES .....	4
3.1.	TABLA DE MEDIDAS .....	4
4.	IMÁGENES .....	5
5.	MODO DE EMPLEO .....	6
6.	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD .....	8

---

## 1. ADVERTENCIA

*Lea todo el manual y las prácticas de seguridad antes de utilizar el cojín. Si bien la información contenida en este manual representa el mejor criterio del fabricante, este no asume responsabilidad alguna por su uso.*



### 1.1. RECOMENDACIONES DEL USO Y EXIGENCIAS DE SEGURIDAD:

- No utilice el soporte colocado en la entropierna para dormir cerca de bebés para evitar riesgos de asfixia.
- Lave de forma adecuada la tela por motivos de higiene y para evitar polvo y ácaros.
- No apriete ni ajuste demasiado el velcro sobre las piernas.
- No utilice el cojín cerca de ninguna fuente de calor que pueda provocar riesgo de incendio.

---

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Este manual se refiere a un soporte de entropierna para dormir, aplicable preferente y fundamentalmente en aquellas personas que duermen de lado, evitando el roce y la carga de una rodilla sobre la otra, así como de un tobillo sobre el otro.

### 2.1. ANTECEDENTES.

Muchas personas duermen de lado, siendo esta posición extremadamente común, ya que supone una reducción del estrés en la espalda.

Ahora bien, esta postura hace que una pierna presione sobre la otra, estableciéndose un roce y carga entre las rodillas, con el consecuente dolor en las mismas, sin descartar otros efectos secundarios que dificultan o imposibilitan el sueño. De igual manera, al dormir de lado los tobillos quedan en contacto con los mismos problemas e inconvenientes.

### 2.2. OBJETO Y AMBITO.

Su objeto es proporcionar una postura a la hora de dormir que favorece el descanso y la no adopción de posturas inadecuadas.

El soporte de entropierna para dormir puede ayudar de forma plenamente satisfactoria al descanso anteriormente expuesto, en base a una solución sencilla pero eficaz.

Más concretamente, el soporte se caracteriza porque comprende dos parejas de almohadillas, una destinada a sujetarse de forma envolvente sobre la cara interior de los muslos del usuario, y la otra pareja para fijarse sobre la cara interna de los gemelos, de modo que de esta forma las rodillas quedan en la posición de tumbado de lado, con una leve separación entre ellas, al igual que los tobillos, impidiendo su contacto y por lo tanto disminuyendo los problemas que se ocasionan cuando se duerme de lado y las rodillas se superponen al igual que los tobillos.

Los cuerpos almohadillados serán preferentemente de espuma viscoelástica, gel o material similar.

Dichos cuerpos presentan en sus extremos unas tiras alargadas con medios de fijación entre sí para adaptarse abrasadamente a las extremidades inferiores en su zona de aplicación (muslos/gemelos), pudiendo dichos medios materializarse en tiras de velcro complementarias, tiras de velcro que se cierran sobre sí mismas previo paso a través de una anilla establecida en la tira complementaria, o cualquier otro medio de cierre convencional, tales como

corchetes, botones o similares. De esta forma, y teniendo en cuenta que las almohadillas aplicables a los muslos se extienden desde la parte superior de las rodillas hasta prácticamente la ingle, y que las almohadillas de los gemelos se extienden desde la parte inferior e interior de la rodilla hasta los propios tobillos, es evidente que dicho soporte en su conjunto proporciona una estabilidad a las piernas, mejorando la postura de las personas mediante la separación de las rodillas y los tobillos al dormir, consiguiéndose en definitiva un descanso de mayor calidad, lo que redundará en una mayor energía tras el sueño.

En definitiva, el soporte proporcionará un gran beneficio en el momento en el que el cuerpo se acomode de lado al dormir.

Por otra parte, al estar las almohadillas que participan en el soporte en su conjunto constituidas en espuma viscoelástica o gel viscoso, dichas almohadillas se adaptan ergonómicamente a las curvas naturales del cuerpo, aliviando la presión y permitiendo apoyar suavemente las piernas, de manera que cuando el soporte no se utiliza volverá rápidamente a su forma original, pudiendo adaptarse a personas de muy distinta fisonomía.

Las almohadillas estarán integradas en el seno de una funda extraíble y lavable, contando con una cremallera que permita su independización para el lavado.

### 2.3. VENTAJAS.

Entre las características más destacables del soporte, en lo que respecta a sus funciones y ventajas pueden establecerse las siguientes:

- Evita que el cuerpo adopte malas posiciones y mejora la postura de descanso.
- El diseño favorece el sueño del usuario.

- Se mantiene en su lugar mientras duermes ya que sus correas ajustables aseguran su inmovilización sobre las piernas no permiten que se desplace durante la noche manteniendo así el soporte siempre en la misma posición y evita incomodidad.
- Fácilmente lavable.
- Alta calidad
- Obtenida en materiales maleables que se ajustan al cuerpo y las necesidades de quien la utilice, con propiedades antibacterianas e hipoalergénicas.

### 2.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Características generales	
<b>Marca</b>	MAGS COMFORT
<b>Modelo</b>	MAGS CUSHY
<b>Dimensiones de muslos</b>	15x15cm por pieza + correas 20cm y 18cm 17x17cm por pieza + correas 20cm y 18cm 17x20cm por pieza + 20cm y 18cm
<b>Dimensiones de gemelos</b>	15 a 20cm ancho x 35cm de largo + correas 50cm y 30cm 15 a 20cm ancho x 40cm de largo + correas 50cm y 30cm 15 a 20cm ancho x 45cm de largo + correas 50cm y 30cm 15 a 20cm ancho x 50cm de largo + correas 50cm y 30cm
<b>Peso</b>	0,646 kg

## 2.5. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

A continuación, se detalla el listado de materiales del soporte:

MATERIALES
Tela de algodón 80% con hilo de cobre 18% y poliéster 2%
Visco Elástica D50 (Ve ficha en Anexo 3)
Forro 35% Algodón-Poliéster 65%
Entretela 100%
Cremallera 22"
Banda elástica-velcro
Hilo



## 3. GARANTÍA Y DEVOLUCIONES.

El producto tendrá una garantía de satisfacción y devolución de 30 días.

La garantía en defectos de materiales y mano de obra es de 6 meses.

*Tenga en cuenta que, en la primera lavada, el color de la tela de algodón debido a su naturaleza, puede aclararse algo si este lavado se realiza de forma automática en una lavadora. Si se lava a mano, el color no se ve afectado.*

## 3.1. TABLA DE MEDIDAS.

TAMAÑO Size	MEDIDAS MUSLOS – GEMELOS Thighs and twin muscles	GROSOR MUSLO Thigh thickness	GROSOR GEMELO Twin muscle thickness
 PEQUEÑO SMALL	15 X 15 35 cm	<input type="radio"/> 3 cm <input type="radio"/> 4 cm <input type="radio"/> 5 cm	<input type="radio"/> 3 cm <input type="radio"/> 4 cm <input type="radio"/> 5 cm <input type="radio"/> 6 cm
 MEDIANO MEDIUM	17 X 17 40 cm	<input type="radio"/> 3 cm <input type="radio"/> 4 cm <input type="radio"/> 5 cm	<input type="radio"/> 3 cm <input type="radio"/> 4 cm <input type="radio"/> 5 cm <input type="radio"/> 6 cm
 GRANDE LARGE	17 X 20 45 cm	<input type="radio"/> 3 cm <input type="radio"/> 4 cm <input type="radio"/> 5 cm	<input type="radio"/> 3 cm <input type="radio"/> 4 cm <input type="radio"/> 5 cm <input type="radio"/> 6 cm
 X-GRANDE XLARGE	17 X 20 50+ cm	<input type="radio"/> 3 cm <input type="radio"/> 4 cm <input type="radio"/> 5 cm	<input type="radio"/> 3 cm <input type="radio"/> 4 cm <input type="radio"/> 5 cm <input type="radio"/> 6 cm

#### 4. IMÁGENES.



## 5. MODO DE EMPLEO

Los soportes de entrepiernas se utilizan para dormir o descansar. Colocar entre las rodillas y los gemelos al dormir de lado, y acomodar de acuerdo a su medida con las correas ajustables.

Son cuatro soportes: dos de ellos se colocan entre los muslos y los otros dos se colocan entre los gemelos, tobillos y pies. Cada soporte tiene dos pares de tiras ajustables y por dentro de cada soporte hay espumas visco-elásticas hechas a la medida, según la separación de entrepiernas de cada persona.

- 1) Saca los soportes de entrepiernas del bolso de plástico sellado.
- 2) Coloque los soportes más largos entremedio de los gemelos, con el extremo más estrecho sobre los tobillos y el extremo más ancho justo por debajo de la articulación de la rodilla. Las correas quedan mirando hacia su gemelo.
- 3) Ajuste las correas de cada extremo - circulando su tobillo (parte inferior) y su gemelo (parte superior) - de forma que los soportes queden estables y no se deslicen. No es necesario que queden muy ajustadas, apretar según comodidad.
- 4) Coloque los soportes más cortos entremedio de los muslos, con un extremo justo por arriba de la articulación de la rodilla. Las correas quedan mirando hacia su muslo (*ver siguiente figura*).
- 5) Ajuste las correas de cada extremo circulando su muslo, de forma que los soportes queden estables y no se deslicen. No es necesario que queden muy ajustadas, apretar según comodidad.

A continuación, se muestran unas imágenes mostrando el proceso de colocación:











## 6. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

**DECLARATION OF CONFORMITY**

**DECLARATION DE CONFORMITÉ**

El abajo firmante, en representación de la empresa:



C/ Isaac Albéniz nº1, Local 4  
CP 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga (España)  
☎ 674 430 405  
✉ info@magscomfort.com  
Web: www.magscomfort.com

Declara que el diseño y fabricación del PRODUCTO/  
Declares that the design and construction of the PRODUCT/  
Déclare que le dessin et construction du produit:

**TIPO DE PRODUCTO:** SOPORTE PARA COLOCAR  
EN LA ENTREPIERNA PARA DORMIR

**MARCA:** MAGS COMFORT

**MODELO:** MAGS CUSHY

**Nº DE MODELO:** MGS

**AÑO DE FABRICACIÓN:**

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS/  
Complies with the regulation of the EUROPEAN DIRECTIVES/  
Est conforme aux dispositions de las DIRECTIVES EUROPÉENNES:

**2001/95/CE - Seguridad General de los  
Productos.**

NORMAS DE REFERENCIA/ Standards of reference/ Normes de  
référence:

UNE-EN ISO 12100:2012

UNE-EN ISO 7010:2012

UNE-EN ISO 53231-2:2011

UNE-EN ISO 53945:2008

**FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:**

\_\_/\_\_/20

**FIRMA (Nombre y cargo del firmante)**

**FECHA**

*ESTE MANUAL SE HA REALIZADO CON LA AYUDA DE TEXTO E IMÁGENES PROPORCIONADAS POR EL FABRICANTE HACIENDO REFERENCIA A SUS INDICACIONES.*

---

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo.